

# Pacientiem – bērniem

Philips Sonicare *For Kids* ir mūsdienīga ierīce, kas nodrošina efektīvu aplikuma noņemšanu un veicina bērnu motivāciju rūpēties par mutes dobumu.

Efektivitāte  
Veselīgu mutes dobuma kopšanas  
ieradumu veidošana  
Izklaide



Philips Sonicare  
For Kids








## Vecāku atbildība

Zobu tīrīšana ar Sonicare **For Kids** jāapgūst kā bērniem pašiem, tā arī vecākiem. Zobārstniecības profesionālim ir svarīgi izskaidrot vecākiem viņu lomu un atbildību bērna mutes dobuma kopšanas ieradumu veidošanā un rūpēs par zobu veselību.



## Zobu tīrīšanas tehnika

Lai noņemtu aplikumu piena zobiem, novietojiet zobu birsti 45 grādu leņķī pie smaganām un lēni virziet to no viena zoba pie nākamā. Tieši tāpat notīriet arī kožamās virsmas. Ja bērnam ir maiņas sakodiens, ar slaukošām kustībām jānotīra arī pastāvīgo zobu kroņi. Zobu tīrīšanas procesā bērnam noteikti nepieciešama vecāku palīdzība un kontrole.



Lejupielādējiet bez maksas



## Motivācija

Pateicoties Bluetooth tehnoloģijai, zobu birste savienojama ar izklaidējošu lietotni, kuras galvenais varonis Spārklis motivē bērnus ilgākai un rūpīgākai zobu tīrīšanai.



**For Kids Mini**  
no 3 gadu vecuma



**For Kids Standard**  
no 7 gadu vecuma

