

# Pacientiem ar nekarioģēniem defektiem un zobu pigmentāciju

Zobu tīrīšanas laikā tiek lietots ļoti mazs spiediens. Zobiem un smaganām pieskaras tikai paši birstes galviņas sariņu gali, radot tauriņa spārnu vēzieniem līdzīgas sajūtas.



Miksti sariņi  
Spiediena sensors  
Dažādi intensitātes iestatījumi  
Droša pigmentācijas noņemšana



Philips Sonicare  
FlexCare Platinum Connected



Philips Sonicare  
DiamondClean



Philips Sonicare  
ProtectiveClean Gum Health





## Erozijas, abrāzijas, atrīcijas, ķīļveida defekti

**Sensitive** birstes galviņas mīkstie sariņi ir ideāli piemēroti pacientiem ar emaljas defektiem un pat atsegtu dentīnu.



Premium  
Gum Care



Sensitive  
Standard



## Pigmentācija


**Optimal White Mini** birstes galviņa ir piemērota pacientiem ar pieredzi sonic tehnoloģijas produktu izmantošanā. Iesācējiem iesakām standarta birstes galviņas izmēru. Zaļie sariņi birstes galviņas vidusdaļā noņem pigmentus un veic zobu pulēšanu. Tāpat birstes galviņa ir piemērota kožamo virsmu un smaganu rievu efektīvai tīrīšanai.



Optimal White  
Standard



Optimal White  
Mini



## Zobu birstes spiediens

Vidējais manuālās zobu birstes spiediena spēks ir 250 g/cm<sup>2</sup>.

Sonic tehnoloģijas zobu birstes tīrīšanas laikā lieto samazinātu spiediena spēku 100 g/cm<sup>2</sup>.

**FlexCare Platinum Connected** zobu birstē ir iestrādāts spiediena sensors, kas kontrolē spiediena spēku un brīdina par pārāk spēcīgu zobu tīrīšanu, tādējādi palīdzot saudzēt gan cietos, gan mīkstos audus.

## Ieteikums

**DiamondClean**, **HealthyWhite+** un **ProtectiveClean White** modeļi ir īpaši piemēroti pacientiem pēc mājas apstākļos vai zobārsta kabinetā veiktas zobu balināšanas rezultāta ilgturības veicināšanai. Iesakām lietot zemas abrazivitātes baltinošās zobu pastas, kas satur pigmentu šķīšanu veicinošus enzīmus.

