

Ortodontijas pacientiem

*Sonic tehnoloģijas
efektivitāte un drošība lieliski
kompensē nepieciešamību
pastiprināti rūpēties par
mutes veselību ortodontiskās
terapijas laikā.*

Vienkārša lietošana
Motivācijas veicināšana
Aplikuma noņemšana ap breketēm



Philips Sonicare
ProtectiveClean
Gum Health



Philips Sonicare
AirFloss Ultra



Īpaši rūpīga mutes dobuma higiēna un atšķirīga tīrīšanas tehnika

Maksimāli efektīvai mutes higiēnas uzturēšanai svarīgi ievērot pareizu zobu birstes novietojumu pie smaganām un ap ortodontiskajām aparatūrām



InterCare Mini

Optimal Gum Care



No mutes dobuma puses



No vestibulārās puses



AirFloss Ultra uzgalis

Starpzobu spraugu platuma izmaiņas

AirFloss Ultra ierīce ortodontiskās ārstēšanas laikā ir ļoti noderīga. Iesakām tīrīt starpzobu spraugas gan no ārpuses, gan iekšpusēs.

Ieteikums

Ja pacientam ir breketes, zobu birstes sariņi tīrīšanas procesā nodilst ātrāk.



Regulāra zobu birstes galviņas nomaiņa ir fundamentāli svarīga.



Tīrīšanas tehnika pacientiem ar ortodontiskām aparatūrām

1. Virziet zobu birsti gar smaganu līniju, noņemot aplikumu smaganu rievā



2. Virziet zobu birsti virs breketēm



3. Pēc tam rūpīgi iztīriet rajonus zem breketēm



Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu aplikuma noņemšanu, vispirms atsevišķi jāiztīra rajoni virs breketēm, bet pēc tam – zem breketēm. Zobu tīrīšanas laikam būtu jābūt ilgākam.